

酸素マスク ベンチュリマスク 6色調節管タイプ



4111□□ 41120□ 2色調節管タイプ41B□□ 41B□□□
送気ホース有 送気ホース無

リザーバーバッグ付き酸素マスク



- ・非再呼吸マスク 4131□□
- ・通気孔付非再呼吸マスク4135□□
- ・高濃度マスク4133□□

リザーバーバッグ付酸素マスク

呼吸回路管 麻酔器用 呼吸器用 ウォータートラップ有り



成人用 541116 小児用 544510 541216

呼吸連結管



旋回コネクター L形コネクター 43210□

販売業者 京中貿易株式会社紹介

- ・高度医療機器等販売業・賃貸業 第90883号
- ・医療機器製造業 26BZ200025
- ・第一種 医療機器製造販売業 26B1X10007



静脈圧力測定用マンノメーターセット



312240

- ◆簡単取付け
- ◆ゼロ位置スライド設定 再利用可能(最大値35cm)
- ◆底部に三方活栓が取付け
- ◆再利用可

静脈測定用マンノメーター



- ◆簡単取付け
- ◆ディスプレイ使用
- ◆延長管付

753240

閉鎖式吸引カテーテル



- ◆ O.D.2.00~ 6.00mm
- ◆ I.D.1.10~ 3.90mm

分泌物を吸引する

★コントロールバルブ付吸引カテーテル 手動吸引器 (救急吸引・家庭用 ヤンカーサクシオンハンドル)

Y型 コントロールバルブ付 6311□□



131122



クワン・プレーンタイプ 641□□□



しなやかに曲る 1.8m吸引チューブ接続


気道を確保する (麻酔時など)

気管挿管 カフ付き カフなし カフ・サクシオンルーメン付き 定形気管挿管: うち専用・カフ付き

- ◆全長X線不透過ライン



5111□□



5121□□




5131□□



5511□□



5521□□



5531□□

コネクター

気管切開挿管 ◆全長X線不透過ライン 気管切開挿管 ◆首の負担が軽いネックフリン

超柔らか装着部 & サクシオン機能付



5211□□



5221□□



5243□□



製造業者・杭州京冷医療機器有限公司紹介

- 設立:1993年1月
- 法人の形態:京中貿易(株)との合弁会社
- 主商品:ディスポーサブル医療機器製造
- 2000年:ISO9002
- 2003年:ISO13485
- 2007年12月:医療機器外国製造業者認定証
- 2010年:FDA申請中(CPRマスク・他)

ブランド名: KYOLING Jinlin



代表取締役 小田 きく江

OEM受託商品お取引の形態

お客様(販売業者)
商品選択・商品打合せ
商品受取り

⇔
⇔

京中貿易
商品打合せ
薬事申請
商品輸入業務

⇔
⇔

中国杭州京冷医療器械
商品打合せ
商品提供
薬事関係資料提出

京冷ディスポ医療機器の日本販売に当たって必要な薬事申請、輸入、商品受取りの役割を示した図です。

※薬事申請、許可番号取得の費用(約100万円)分担についてはお客様と京中貿易と相談します。お客様独自で申請、取得される場合は事前にご相談ください

)