

- ◆気管挿管留置中に使用
- ◆ツバ部分の二つの固定用穴で、ひもで固定できます。
- ◆綿のひもで固定しますので、テープ粘着のように皮膚を傷めません。
- ◆適度な柔軟性のある素材で歯にソフトな感触です。
- ◆サイズ:大、中、小
- ◆EOG滅菌 単回使用
- ◆1個/袋



型番 Ki-003


《用途》

- ・筒の形状をしたブロック体で硬度に富んでおり上下顎切歯間に挿入することで開口を維持する。
- ・気管内チューブと固定し気管内チューブの噛み防止を行う。



《サイズ》

	S	M	L
外形(mm)	10.5	12.5	15
長さ(mm)	52	60	70



《構造》

- ①吸引用穴
- ②この凹に気管内チューブを付けて紐やテープで固定します。
- ③バイトブロック本体

《包装形態》 個別包装



〈有効期間〉 製造年月より3年

輸入・販売元 第一種医療機器製造販売業
 京中貿易株式会社
 京都市中京区西ノ京職司町67-53
 Tel.075-811-0545 Fax.075-811-0544
<http://www.kyoling.net/> office@kyoling.net

製造元 医療機器外国製造業者
 杭州京冷医療器械有限公司
 製造国 中国