

kyoling 蘇生ポケットマスク

- ◆酸素インレット無し
 - ◆空気充填で直ぐに使用可
 - ◆呼吸バルブ内の逆止弁フィルターが感染の危険を防止
 - ◆マスクは再使用可能
 - ◆呼吸器などにも連結して使用可
- ※この場合はバルブを取り外して使用 (外径22mm)
 新生児・乳児用マスクは外径15mm

届出番号:26B1X10007000024(ポケットマスク)
 届出番号:26B1X10007000025(マウスピース付ポケットマスク)
 届出番号:26B1X1000700002(新生児用・乳児用ポケットマスク)



◆未滅菌



型番 S-005ポケットマスク(標準) ケース入り



型番 S-006ポケットマスク
(マウスピース使用)



型番 S-007(乳児専用)



型番 S-007(乳児専用)
マウスピース使用



【実用新案登録第3138041号】
 考案の名称:
 連結導管上に固定用
 凹みを持つ呼吸バルブ




呼吸バルブ
 単回使用で感染防止
 実用新案登録
 第3138041号



型番:S-005
 蛇腹管(2個セット)
 ◆長さ13.5cm 17mmID



② 単回使用
 型番:S-005
 呼吸バルブ(2個セット)



《構造》

- 1.クッション
- 2.ドーム
- 3.ストラップ
- 4.一方向弁
- 5.バルブブロック
- 6.フィルター

輸入・販売元 第一種医療機器製造販売業
 京中貿易株式会社
 京都市中京区西ノ京職司町67-53
 Tel.075-811-0545 Fax.075-811-0544
 http://www.kyoling.net/ office@kyoling.net

製造元 医療機器外国製造業者
 杭州京冷医療器械有限公司
 製造国 中国

