



酸素を吸入する

ミルク鼻腔カニューラ S-01 認証番号: 22200BZX00748000



肌に柔らかタッチのスーパーソフト装着部

- ◆透明、無毒PVC
- ◆耳掛け式タイプ
- ◆アンチクラッシュチューブ
- ◆スーパーソフトチップ

サイズ	装着部鼻幅サイズ
XXS	6mm
XS	8mm
S	12mm
M	16mm
L	18mm



チューブ長さ: 200cm・150cm・チューブ無し

ダブルカニューラ S-021 認証番号230AFBZ100086000 リザーバーバッグ付酸素マスク S-012 認証番号301AGBZX0008400



- ◆液体酸素用
- ◆呼気、吸気を左右に分けて使用
- ◆スーパーソフトチップ

蘇生ポケットマスク S-005 届出番号: 26B1X10007000024 ・ 26B1X10007000025 ・ 26B1X10007000026

★酸素インレット無し

- ◆透明PVCマスク、持ち運び用ケース入り
- ◆空気入りで患者に直ぐに使用可
- ◆使い捨てフィルターが感染の危険を防止
- ◆他の呼吸器などにも連結して使用可
- ◆マスク部分は再使用可能



ポケットマスク

使用イラスト付で安心!

マウスピース使用

新生児・乳児用

感染予防単回使用パレ

持運び・保存用ケース 蛇腹管 + マウスピース

実用新案: 3138041

人工呼吸マスク S-014

届出番号: 26B1X10007000033




気管切開マスク S-019 認証番号: 228AGBZX00021000



気管切開マスクダイリユータ付

救急、搬送に大活躍!

- ◆360°回転アダプター付
- ◆患者の負担を軽減する固定スナップ (首に回して固定スナップで取付ます)



- ◆呼吸、蘇生治療用(酸素供給器に接続)
- ◆クッション仕様が患者にやさしく密着する
- ◆単回使用・再利用禁止 ◆ラテックスフリー


気管切開用マスク

気管切開マスク酸素チューブ2m付き

気道を確保する


スタイルット Ki-001 26B1X10007000020

滅菌ディスポで安心使用!



アダプター無し

Fr * 長さ(mm)	◆アルミニウム芯、プラスチックカバー
XS 6Fr * 180	◆滑らかな表面と先端
S 10Fr * 240	◆単回使用・再利用禁止
M 12Fr * 280	◆滅菌済
14Fr * 330	



気管挿管の挿入を補助する

スタイルットの補助具

バイトブロック Ki-003

26B1X10007000022



- ◆ひもで固定
- ◆歯にソフトな感触
- ◆サイズ: 大、中、小
- ◆滅菌済・単回使用

薬霧・薬液を吸入する

ネブライザジャー



Ym-012
水平式ネブライザジャー
10CC
26B1X10007000031



Ym-008
手持ち式ネブライザジャー
30CC
26B1X10007000027




Ym-010
サイドドラフト式ネブライザ
20CC
26B1X10007000029

ネブライザセット

マスクセット



マウスピースセット



マスクセット: ジャー・酸素マスク・2m酸素チューブ

マウスピースセット: ジャー・マウスピース・酸素チューブ
リザーバー管・Tコネクター

ネブライザー付属部品/単品



吸入マスク

- ◆透明、無毒PVC
- ◆調節ノーズクリップ
- ◆霧化治療用(エアボールマスク)
- ◆大穴/小穴タイプ 各S、M、L、XL
- ◆酸素濃度 中 ◆アンチクラッシュチューブ



酸素チューブ




T型マウスピース



マウスピース



Tコネクター



リザーバー管
(22mm内径)
(16cm長さ)

三方活栓 Ye-016 26B1X10007000035



- ◆360°回転
- ◆滅菌済、無熱源



延長管付三方活栓 延長管



Ye-017 26B1X10007000036

分泌物を吸引する

吸引チューブB-002

ウォータートラップKu-004



- ◆ラテックスフリー
- ◆滅菌済
- ◆内径7mm

円錐形コネクタ ◆長さ1.8m

26B1X10007000021



26B1X10007000023



- ◆22M/15F・容量30cc
- ◆接続部2か所
- ◆呼吸回路管に接続





<http://kyoling.net/>

京中貿易株式会社とは？

京都市中京区にある医療機器貿易会社で、中国京冷医療器械のディスポ製品を中心に販売している会社です。創業は1991年12月12日（イチニイチニ）。1993年1月中国杭州市にある医療用冷蔵庫、X線器の杭州医療器械工場と合弁会社を設立し、中日合資杭州京冷医療器械有限公司としてディスポ医療機器の製造、販売をしています。

医療機器販売に必要な許可証類は？

- ・第一種医療機器製造販売業許可証 許可番号 26B1X10007号
輸入など日本での販売関連、製品の品質、安全などに責任を持ちます。
- ・医療機器製造業許可証 許可番号 26BZ200089号
製品の包装や管理を行います。
- ・高度医療機器等販売業・賃貸業 許可番号 第100613号
販売に必要な入出荷、在庫管理を行います。



京中貿易代表取締役 小田きく江

現在の販売商品は？


「酸素を吸入する」分野

- ・ミルク鼻腔カニューラ 肌に柔らかなチューブは新生児にも負担が少ない
- ・ダブルカニューラ 液体酸素使用
- ・リザーバーバッグ付き酸素マスク 非再呼吸マスク
- ・蘇生ポケットマスク 救急用に使いやすい
- ・人工呼吸マスク 5つのサイズがあります
- ・気管切開マスク 気管切開使用の患者さんを安全に移動できます。



「気道を確保する」分野

- ・スタイレット 気管内チューブの補助具で、感染の危険が少ない
- ・バイトブロック 気管内チューブの補助具



「薬霧・薬液を吸入する」分野

- ・ネブライザー 家庭で使用できます。

「分泌物を吸引する」分野

- ・吸引チューブ 手術時の分泌物を吸引
- ・ウォータートラップ 吸引チューブのセット商品

では、杭州京冷医療器械有限公司とは？

前身は1958年設立の杭州医療器械工場。中国四大医用冷蔵庫製造工場の一つで、中国医療市場において時代に応じた方向転換を図るべく、ディスポ医療機器に目を向け、塩ビ製の「気管内チューブ」で新分野を切り開きました。「気管内チューブ」は中国で第一号です。以後、救急の分野にも製品群を増やし、2012年安徽省宣城市技術開発区に第二工場を建設。ヨーロッパ、アメリカ、日本など世界に向けて「KYOLING」ブランドを輸出しています。
杭州工場:2,000坪 安徽工場:10,000坪
社員:280人 売上(2013年)10億日本円



取得許可証類は？

- ・医療機器外国製造業者認定証 認定番号 BG10500217(日本での販売に必須)
- ・ISO13485
- ・FDA(USA)
- ・中国国家医薬局証
- ・他輸出先の国に必要な許可証



京中貿易株式会社

604-8371
京都市中京区神泉苑町1-2
Tel.075-811-0545 Fax.075-811-0544
<http://kyoling.net>
office@kyoling.net

杭州京冷医療器械有限公司

310018
浙江省杭州市 杭州経済技術開発区16号大街9号
Tel.0086-571-8684-0896 Fax.0086-571-8684-0897
<http://kyoling.com>
kyoling@kyoling.com