

酸素マスク

ベンチュリマスク

6色調節管タイプ



4111□□ 41120□ 2色調節管タイプ41B□□ 41B□□□
送気ホース有 送気ホース無

リザーバーバッグ付き酸素マスク



- ・非再呼吸マスク 4131□□
- ・通気孔付非再呼吸マスク4135□□
- ・高濃度マスク4133□□

リザーバーバッグ付酸素マスク

呼吸回路管

麻酔器用

呼吸器用

ウオータートラップ有り

呼吸連結管

CPRマスク★酸素インレット有り



成人用
541116

小児用
544510

541216

蛇管 (22mm内径、15mm内径)

旋回コネクター

L形コネクター

43210□

薬液を吸入する

三方活栓

輸液用延長管付

延長管



71111□



7211□□



731□□□

販売業者 京中貿易株式会社紹介

- ・高度医療機器等販売業・賃貸業 第90883号
- ・医療機器製造業 26BZ200025
- ・第一種 医療機器製造販売業 26B1X10007



静脈圧力測定用マンノメーターセット

静脈測定用マンノメーター

閉鎖式吸引カテーテル



312240



- ◆簡単取付け
- ◆ゼロ位置スライド設定 再利用可能(最大値35cm)
- ◆底部に三方活栓が取付け可
- ◆再利用可



- ◆簡単取付け
- ◆ディスプレイ使用
- ◆延長管付

753240



- ◆ O.D.2.00~ 6.00mm
- ◆ I.D.1.10~ 3.90mm

分泌物を吸引する

★コントロールバルブ付吸引カテーテル 手動吸引器 (救急吸引・家庭用 ヤンカーサクシオンハンドル)

Y型 コントロールバルブ付

6311□□



131122



クワン・プレーンタイプ 641□□□



しなやかに曲る 1.8m吸引チューブ接続



気道を確保する (麻酔時など)

気管挿管 カフ付き

カフなし


カフ・サクシオンルーメン付き

定形気管挿管: うち専用・カフ付き

◆全長X線不透過ライン



5111□□



5121□□



5131□□



5511□□



5521□□



5531□□

コネクター

気管切開挿管 ◆全長X線不透過ライ

気管切開挿管 ◆首の負担が軽いネックフリン

超柔らか装着部 & サクシオン機能付



5211□□



5221□□



5243□□



製造業者・杭州京冷医療機器有限公司紹介

設立:1993年1月
 法人の形態:京中貿易(株)との合弁会社
 主商品:ディスプレイサブル医療機器製造
 2000年:ISO9002
 2003年:ISO13485
 2007年12月:医療機器外国製造業者認定証
 2010年:FDA申請中(CPRマスク・他)

ブランド名: KYOLING Jinlin



代表取締役 小田 きく江

OEM受託商品お取引の形態

お客様(販売業者)
 商品選択・商品打合せ
 商品受取り

⇔

京中貿易
 商品打合せ
 薬事申請
 商品輸入業務

⇔

中国杭州京冷医療器械
 商品打合せ
 商品提供
 薬事関係資料提出

京冷ディスプレイ医療機器の日本販売に当たって必要な薬事申請、輸入、商品受取りの役割を示した図です。

※薬事申請、許可番号取得の費用(約100万円)分担についてはお客様と京中貿易と相談します。お客様独自で申請、取得される場合は事前にご相談ください

)

|